

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA

Modele FFP1: Z-167, Z-167V, A-167, A-167V, C-067, C-067V, C-167, C-167V, P-167, P-167V, P-167V-AC, F-167, F-167V, S-167, S-167V

Modele FFP2: Z-267, Z-267V, A-267, A-267V, C-267, C-267V, C-267V-AC, P-267, P-267V, P-267V-AC, F-267, F-267V, F-267V-AC, S-267, S-267V, S-267V-AC

Modele FFP3: A-367, A-367V, C-367V, P-367, P-367V, P-367V-AC, S-367, S-367V, S-367V-AC

Produkty te spełniają wymagania normy EN149:2001 + A1:2009 and ГОСТ P 12.4.191-2011.

Półmaska filtrująca służy do ochrony przed pyłem pochodzącym m.in. z przetwarzania minerałów, takich jak węgiel, ołów, ruda żelaza, bawełna, mąka i inne substancje oraz mgły z rozpylaczy, które nie wytwarzają szkodliwych oparów. Powinny one być stosowane wyłącznie w celu ochrony użytkownika przed stałymi i nielotnymi cząstkami cieczy. (Modele z aktywowanym węglem można stosować do organicznych oparów o uciążliwym poziomie, takich jak rozpuszczalniki, odtłuszczacze i / lub żywice).

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm znajdują się na etykiecie / oznakowaniu produktu. Obowiązują tylko te standardy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i w informacjach o użytkowniku. Wszystkie te produkty spełniają wymogi rozporządzenia (UE 2016/425) i są zgodne z normą EN149: 2001 + A1: 2009.

Maska klasyfikowana jest zgodnie z jej zdolnością filtrowania i maksymalnym wyciekem do wewnątrz.

Maska musi być wybrana w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, jego stężenia (patrz arkusz danych materiałowych) i współczynników ochrony (APF) przydzielonych przez prawo krajowe. Więcej informacji można znaleźć w normie EN529 (Zalecenia dotyczące wyboru, użytkowania, serwisowania i konserwacji).

Istnieją trzy klasy sprzętu: FFP1 / FFP2 / FFP3 (patrz oznaczenie na pudełku i na masce).

- FFP1: Maski ochronna na cząstki stałe i płynne bez określonej toksyczności. Wydajność filtra medium filtrującego: 80%. Całkowity wyciek wewnętrzny < 2%. Nominalne dopuszczalne stężenie (NDS): x4. Przykłady zastosowań: Obsługa kamienia / gruzu / celulozy.
- FFP2: Maski ochronna przeciwko cząstkom stałym i ciekłym o przeciętnej toksyczności. Wydajność filtra medium filtrującego: 94%. Całkowity wyciek wewnętrzny < 8%. Nominalne dopuszczalne stężenie (NDS): x10. Przykłady zastosowań: Szlifowanie miękkiego drewna, materiałów kompozytowych, rdzy, kitu, gipsu, tworzyw sztucznych / cięcie, gratowanie, szlifowanie, wiercenie metalu.
- FFP3: Maski ochronna przeciwko cząstkom stałym i płynnym o wysokiej toksyczności. Wydajność filtra środowiska filtrującego: 99%. Całkowity wewnętrzny wyciek < 2%. Nominalne dopuszczalne stężenie (NDS): x20. Przykłady zastosowań: Szlifowanie twardego drewna (drewno bukowe, dąb) / obróbka drewna za pomocą miedzi, chromu lub produktów na bazie arsenu / zdejmowanie powłoki / szlifowanie cementu.

A. KONTROLE PRZED UŻYCIEM

- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję
- Sprawdź przydatność maski i przeznaczenie do miejsca, w którym ma być używana, patrząc na znaki na masce.
- Sprawdź gumki mocujące maski.
- Sprawdź zatrzask na nos maski.
- Przed użyciem sprawdź maskę pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

B. INSTRUKCJE MONTAŻU

- Chwyć klips na nos znajdujący się na górze maski,
- Lekko zagnij klipsy, uformuj maskę w stożek,
- Przyłóż maskę do twarzy, trzymając jednocześnie elastyczne taśmy mocujące,
- Umieść obie elastyczne taśmy za głową,
- Umieść górną elastyczną taśmę powyżej, a drugą poniżej uszu,
- Dopasuj klips do nosa obiema rękami. Unikaj używania jednej ręki, ponieważ może to zmniejszyć efekt dopasowania maski,
- Sprawdź, czy uchodzi powietrze, poprzez głęboki wydech. Pozwala to sprawdzić czy maska jest odpowiednio dopasowana do twarzy. W razie potrzeby możesz zmienić położenie klipsa na nosie.
- Wejść do zanieczyszczonego obszaru po zachowaniu wszystkich powyższych instrukcji.
- Jeśli nie możesz osiągnąć odpowiedniego dopasowania, nie wchodź do zanieczyszczonego obszaru. Skontaktuj się ze swoim przełożonym.

C. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia do dróg oddechowych, użytkownik musi najpierw zostać przeszkolony w zakresie właściwego użytkowania produktu.

- Podczas korzystania z maski, jeśli oddech staje się trudny, gdy widoczne są zawroty głowy, jeśli maska jest uszkodzona, zaleca się zmianę maski na nową.
- W żadnym wypadku nie próbuj naprawiać maski.
- Maski nie są przeznaczone dla osób z brodą lub innymi elementami noszonymi na twarzy, które mogą hamować kontakt między twarzą a krawędzią maski.
- Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji i ostrzeżeń dotyczących stosowania maski przez cały czas zagrożenia, może zmniejszyć skuteczność maski i może skutkować chorobą lub trwałym kalectwem.

D. OGRANICZENIA

- Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia do dróg oddechowych, użytkownik musi najpierw zostać przeszkolony w zakresie właściwego użytkownika produktu.
- Ten produkt nie chroni użytkownika przed gazami, oparami, rozpuszczalnikami stosowanymi w czasie malowania natryskowego lub substancjami zawierającymi mniej niż 19,5 tlenu.
- Używaj tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach z wystarczającą ilością tlenu, aby utrzymać życie.
- Nie używać, gdy stężenia zanieczyszczeń są bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia.
- W przypadku zamierzonego zastosowania w miejscach narażonych na wybuch należy skontaktować się z MFA.






E. KONSERWACJA

Nie dokonywać żadnych napraw, czyszczenia ani dezynfekcji na masce. Jeśli maska jest uszkodzona, wymień ją na nową.

F. PRZECHOWYWANIE

- Maski należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Maski należy przechowywać w czystych, suchych warunkach w zakresie temperatur: od -20 ° C do + 25 ° C i przy maksymalnej wilgotności względnej <80%. Przed pierwszym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt spełnia określony termin ważności (należy używać zgodnie z datą podaną na opakowaniu). Podczas przechowywania lub transportu tego produktu należy używać oryginalnego opakowania.
- Stosowanie się do powyższych warunków daje możliwość na przechowywanie maski przez jej maksymalny okres trwałości 5 lat. Koniec okresu trwałości jest zaznaczony na opakowaniu produktu. Przed pierwszym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt spełnia określony termin ważności (należy używać zgodnie z datą podaną na opakowaniu).

G. SYMBOLE I PIKTOGRAMY

 Koniec okresu przechowywania	 Temperatura przechowywania
 Wilgotność względna	 Informacja
 Uwaga	

NR = Nie wielokrotnego użytku (tylko jednorazowego użycia)

D = Spełnia wymagania dotyczące odporności na zapychanie pyłem dolomitowym

Zatwierdzenie: nasze jednorazowe maski przeciwpyłowe zostały przetestowane i certyfikowane przez BSI, w Kitemark Court, Davy Ave, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Wielka Brytania, jednostka notyfikowana Wspólnoty Europejskiej (numer 0086). Półmaski filtrujące są produkowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem (UE 2016/425) przez Unię Europejską, normami EN 149: 2001 + A1: 2009 i oznakowaniem CE.

Producent: M.F.A. Czy Guvenligi Medikal Tekstil Imalat Ticaret Sanayi Ltd. Sti.

Adres producenta: Caydamar Mah., Ahmet Taner Kislali Cad., ZIGEM No.9 / A, Zonguldak, TURCJA

Dystrybutor (importer) na rynku polskim: MEDMASKS Sp. z o.o., ul. Katowicka 63/10, 41-902 Bytom POLSKA, tel 786 840 014

Pobierz deklarację zgodności na stronie internetowej www.mfamask.com lub po kontakcie pod adresem e-mail: info@medmasks.pl